

大分類	中分類	小分類	項目コード	項目名	材料名	測定法	SOP	変更点	日付	備考
2 血液学検査										
D005 血液形態・機能検査										
		3. 末梢血液像(自動機械法)	631	血液像(自動機械法)			SOP/測定/020/0631			
		5. 末梢血一般検査	601	赤血球数	血液	自動化法	SOP/測定/020/0601			
	602		白血球数	SOP/測定/020/0602						
	603		血色素量	SOP/測定/020/0603						
	605		ヘマトクリット	SOP/測定/020/0605						
	606		血小板数	SOP/測定/020/0606						
15 免疫学検査										
D012 感染症免疫学的検査										
		4. マイコプラズマ抗体半定量	410	マイコプラズマ抗体	血清	CF法	SOP/測定/020/0410			
	11. ウイルス抗体価(定性・半定量・定量) (1項目あたり)		405	アデノウイルス3型	血清	CF法	SOP/測定/020/0405			
		488	アデノウイルス1型	血清	NT法	SOP/測定/020/0488	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		489	アデノウイルス2型	血清	NT法	SOP/測定/020/0489	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		490	アデノウイルス3型	血清	NT法	SOP/測定/020/0490	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		491	アデノウイルス4型	血清	NT法	SOP/測定/020/0491	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		492	アデノウイルス5型	血清	NT法	SOP/測定/020/0492	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		493	アデノウイルス6型	血清	NT法	SOP/測定/020/0493	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		494	アデノウイルス7型	血清	NT法	SOP/測定/020/0494	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		438	アデノウイルス8型	血清	HI法	SOP/測定/020/0438				
		495	アデノウイルス8型	血清	NT法	SOP/測定/020/0495	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		496	アデノウイルス11型	血清	NT法	SOP/測定/020/0496	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		497	アデノウイルス19型	血清	NT法	SOP/測定/020/0497	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		425	コクサッキーウイルスA群4型	血清	CF法	SOP/測定/020/0425				
		398	コクサッキーウイルスA群4型	血清	NT法	SOP/測定/020/0398	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		426	コクサッキーウイルスA群7型	血清	CF法	SOP/測定/020/0426				
		477	コクサッキーウイルスA群7型	血清	NT法	SOP/測定/020/0477	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		427	コクサッキーウイルスA群9型	血清	CF法	SOP/測定/020/0427				
		478	コクサッキーウイルスA群9型	血清	NT法	SOP/測定/020/0478	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
		567	コクサッキーウイルスA群16型	血清	CF法	SOP/測定/020/0567				
		479	コクサッキーウイルスA群16型	血清	NT法	SOP/測定/020/0479	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為	
	428	コクサッキーウイルスB群1型	血清	CF法	SOP/測定/020/0428					

大分類	中分類	小分類	項目コード	項目名	材料名	測定法	SOP	変更点	日付	備考
			480	コクサッキーウイルスB群1型	血清	NT法	SOP/測定/020/0480	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			429	コクサッキーウイルスB群2型	血清	CF法	SOP/測定/020/0429			
			481	コクサッキーウイルスB群2型	血清	NT法	SOP/測定/020/0481	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			430	コクサッキーウイルスB群3型	血清	CF法	SOP/測定/020/0430			
			482	コクサッキーウイルスB群3型	血清	NT法	SOP/測定/020/0482	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			431	コクサッキーウイルスB群4型	血清	CF法	SOP/測定/020/0431			
			483	コクサッキーウイルスB群4型	血清	NT法	SOP/測定/020/0483	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			432	コクサッキーウイルスB群5型	血清	CF法	SOP/測定/020/0432			
			484	コクサッキーウイルスB群5型	血清	NT法	SOP/測定/020/0484	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			433	コクサッキーウイルスB群6型	血清	CF法	SOP/測定/020/0433			
			485	コクサッキーウイルスB群6型	血清	NT法	SOP/測定/020/0485	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			457	エコーウイルス1型	血清	NT法	SOP/測定/020/0457	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			419	エコーウイルス3型	血清	CF法	SOP/測定/020/0419			
			458	エコーウイルス3型	血清	NT法	SOP/測定/020/0458	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			420	エコーウイルス4型	血清	CF法	SOP/測定/020/0420			
			459	エコーウイルス4型	血清	NT法	SOP/測定/020/0459	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			460	エコーウイルス5型	血清	NT法	SOP/測定/020/0460	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			421	エコーウイルス6型	血清	CF法	SOP/測定/020/0421			
			461	エコーウイルス6型	血清	NT法	SOP/測定/020/0461	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			422	エコーウイルス7型	血清	CF法	SOP/測定/020/0422			
			462	エコーウイルス7型	血清	NT法	SOP/測定/020/0462	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			423	エコーウイルス9型	血清	CF法	SOP/測定/020/0423			
			463	エコーウイルス9型	血清	NT法	SOP/測定/020/0463	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			424	エコーウイルス11型	血清	CF法	SOP/測定/020/0424			
			464	エコーウイルス11型	血清	NT法	SOP/測定/020/0464	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			587	エコーウイルス12型	血清	CF法	SOP/測定/020/0587			
			465	エコーウイルス12型	血清	NT法	SOP/測定/020/0465	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			466	エコーウイルス13型	血清	NT法	SOP/測定/020/0466	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			467	エコーウイルス14型	血清	NT法	SOP/測定/020/0467	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			468	エコーウイルス16型	血清	NT法	SOP/測定/020/0468	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			469	エコーウイルス17型	血清	NT法	SOP/測定/020/0469	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			470	エコーウイルス18型	血清	NT法	SOP/測定/020/0470	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為

大分類	中分類	小分類	項目コード	項目名	材料名	測定法	SOP	変更点	日付	備考
			471	エコーウイルス19型	血清	NT法	SOP/測定/020/0471	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			472	エコーウイルス21型	血清	NT法	SOP/測定/020/0472	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			473	エコーウイルス22型	血清	NT法	SOP/測定/020/0473	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			474	エコーウイルス24型	血清	NT法	SOP/測定/020/0474	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			475	エコーウイルス25型	血清	NT法	SOP/測定/020/0475	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			476	エコーウイルス30型	血清	NT法	SOP/測定/020/0476	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			505	EBウイルス 抗VCA IgA	血清	FA法	SOP/測定/020/0505			
			506	EBウイルス 抗EA-DR IgG	血清	FA法	SOP/測定/020/0506			
			507	EBウイルス 抗EA-DR IgM	血清	FA法	SOP/測定/020/0507			
			508	EBウイルス 抗EA-DR IgA	血清	FA法	SOP/測定/020/0508			
			509	EBウイルス 抗EBNA	血清	FA法	SOP/測定/020/0509			
			412	サイトメガロウイルス	血清	CF法	SOP/測定/020/0412			
			407	単純ヘルペスウイルス	血清	CF法	SOP/測定/020/0407			
			452	単純ヘルペスウイルス1型	血清	NT法	SOP/測定/020/0452	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			453	単純ヘルペスウイルス2型	血清	NT法	SOP/測定/020/0453	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			408	水痘・帯状ヘルペスウイルス	血清	CF法	SOP/測定/020/0408			
			401	インフルエンザウイルスA型	血清	CF法	SOP/測定/020/0401			
			334	インフルエンザウイルスA型	血清	HI法	SOP/測定/020/0334			
			402	インフルエンザウイルスB型	血清	CF法	SOP/測定/020/0402			
			335	インフルエンザウイルスB型	血清	HI法	SOP/測定/020/0335			
			404	ムンプスウイルス	血清	CF法	SOP/測定/020/0404			
			437	ムンプスウイルス	血清	HI法	SOP/測定/020/0437			
			450	ムンプスウイルス	血清	NT法	SOP/測定/020/0450	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			440	パラインフルエンザウイルス1型	血清	HI法	SOP/測定/020/0440			
			441	パラインフルエンザウイルス2型	血清	HI法	SOP/測定/020/0441			
			442	パラインフルエンザウイルス3型	血清	HI法	SOP/測定/020/0442			
			406	RSウイルス	血清	CF法	SOP/測定/020/0406			
			451	RSウイルス	血清	NT法	SOP/測定/020/0451	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			449	麻疹ウイルス	血清	NT法	SOP/測定/020/0449	受託中止	2026年3月31日依頼分まで	受託件数僅少の為
			409	日本脳炎ウイルス	血清	CF法	SOP/測定/020/0409			
			439	日本脳炎ウイルス	血清	HI法	SOP/測定/020/0439			
			411	クラミドフィラ シックシ抗体	血清	CF法	SOP/測定/020/0411			

大分類	中分類	小分類	項目コード	項目名	材料名	測定法	SOP	変更点	日付	備考
		12. ヘリコバクター・ピロリ抗体	285	尿中ヘリコバクターピロリ抗体	尿	EIA法	SOP/測定/020/285			
		18. 抗酸菌抗体定性	750	MAC抗体	血清	EIA法	SOP/測定/020/750			
		23. カンジダ抗原定性	7671	カンジダ抗原定性	血清	EIA法	SOP/測定/020/7671			
		30. アスベルギルス抗原	694	アスベルギルス抗原	血清	EIA法	SOP/測定/020/694			
		34. クリプトコックス抗原半定量	7673・7674	クリプトコックス抗原	血清・髄液	LA法	SOP/測定/020/7673・7674			
		41. 肺炎球菌抗原定性	318	肺炎球菌抗原定性	尿・髄液	免疫クロマト法	SOP/測定/020/318			
		42. (1→3)-β-D-グルカン	684	(1→3)-β-D-グルカン	血液	比濁時間分析法	SOP/測定/020/684			
		44. グロブリンクラス別ウイルス抗体価 (1項目あたり)	911	単純ヘルペスウイルス IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/911			
	912		単純ヘルペスウイルス IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/912				
	941		水痘・帯状ヘルペスウイルス IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/941				
	942		水痘・帯状ヘルペスウイルス IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/942				
	913		サイトメガロウイルス IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/913				
	914		サイトメガロウイルス IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/914				
	945		風疹ウイルス IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/945				
	946		風疹ウイルス IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/946				
	943		麻疹ウイルス IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/943				
	944		麻疹ウイルス IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/944				
	915		ムンプスウイルス IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/915				
	947		ムンプスウイルス IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/947				
	328		ヒトパルボウイルスB19 IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/328				
	1561		抗EBウイルスVCA IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/1561				
	1562		抗EBウイルスVCA IgM	血清	EIA法	SOP/測定/020/1562				
	1563		抗EBウイルスEA IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/1563				
	1564		抗EBウイルスEBNA IgG	血清	EIA法	SOP/測定/020/1564				
	369		EBウイルス抗VCA IgG	血清	FA法	SOP/測定/020/369				
	368		EBウイルス抗VCA IgM	血清	FA法	SOP/測定/020/368				
			45. ツツガムシ抗体半定性	380	ツツガムシ抗体 カトー IgG	血清	FA法	SOP/測定/020/380		
	381	ツツガムシ抗体 カトー IgM		血清	FA法	SOP/測定/020/381				
	382	ツツガムシ抗体 カーブ IgG		血清	FA法	SOP/測定/020/382				
	383	ツツガムシ抗体 カーブ IgM		血清	FA法	SOP/測定/020/383				
	384	ツツガムシ抗体 ギリアム IgG		血清	FA法	SOP/測定/020/384				
	385	ツツガムシ抗体 ギリアム IgM		血清	FA法	SOP/測定/020/385				

大分類	中分類	小分類	項目コード	項目名	材料名	測定法	SOP	変更点	日付	備考
		51. 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)	564	水痘・帯状ヘルペスウイルス特異抗原	細胞固定スライド	FA法	SOP/測定/020/564			
		52. エントトキシン	395	エントトキシンES	血液	比濁時間分析法	SOP/測定/020/395			
		54. 百日咳抗体	500	百日咳抗体	血清	EIA法	SOP/測定/020/500			
		57. サイトメガロウイルス pp65 抗原定性	634	サイトメガロウイルス抗原(C7-HRP)	血液	直接酵素抗体法	SOP/測定/020/634			
			635	サイトメガロウイルス抗原(C10、C11)	血液	間接酵素抗体法	SOP/測定/020/635			
D014 自己抗体検査										
		38. 抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性	184	ANCA(好中球細胞質抗体)	血清	FA法	SOP/測定/020/184			
17 遺伝子関連・染色体検査										
b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査) (NGS以外)										
		4. HBV 核酸定量	7400	HBV 核酸定量	血清	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/7400			
		8. EBウイルス 核酸定量	3611	EBウイルス核酸定量-GQ	血液(血漿・血清)	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3611			
			3612	EBウイルス核酸定量-LQ	血液(全血中)	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3612			
			3613	EBウイルス核酸定量-SL	血液(白血球)	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3613			
			3614	EBウイルス核酸定量-WI	ぬぐい液・水泡液	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3614			
		15. HCV 核酸定量	7402	HCV 核酸定量	血清	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/7402			
		17. 単純疱疹ウイルス・水痘・帯状疱疹ウイルス核酸定量	3591	単純疱疹ウイルス・水痘・帯状疱疹ウイルス核酸定量-GQ	血液(血漿・血清)	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3591			
			3592	単純疱疹ウイルス・水痘・帯状疱疹ウイルス核酸定量-LQ	血液(全血中)	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3592			
			3593	単純疱疹ウイルス・水痘・帯状疱疹ウイルス核酸定量-SL	血液(白血球)	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3593			
			3594	単純疱疹ウイルス・水痘・帯状疱疹ウイルス核酸定量-WI	ぬぐい液・水泡液	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3594			
		18. HIV-1 核酸定量	319	HIV-1 RNA定量	血漿	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/319			
		19. SARSコロナウイルス核酸検出	3230	SARS Cov-2 核酸検出	鼻咽頭ぬぐい液・唾液	リアルタイムPCR法	SOP/測定/020/3230			
		26. HIVジェノタイプ薬剤耐性	8731	HIVジェノタイプ薬剤耐性	血漿	RT-PCR法+ダイレクトシーケンシング法	SOP/測定/020/8731			